

Καθαρισμός	Μηχανικός καθαρισμός 1. Το ακροφύσιο, η λαβή και τα αξεσουάρ της κάνουλας Conform εισάγονται στο καλάθι του φίλτρου μετά τον προ-καθαρισμό. 2. Ο μηχανικός καθαρισμός είναι επιτυχής μόνο μετά την τήρηση του προ-καθαρισμού που περιγράφεται παραπάνω! 3. Ο καθαρισμός γίνεται με το πρόγραμμα Varío-TD στο πλυντήριο-απολυμαντήριο (WD). Για τη διαδικασία καθαρισμού συνιστάται η χρήση αποιονισμένου νερού (πλήρως απομεταλλωμένου νερού). 4. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος καθαρισμού (συμπεριλαμβανομένης της θερμικής απολύμανσης), ελέγξτε το ακροφύσιο της κάνουλας Conform, τη λαβή και τα εξαρτήματα για ορατή ρύπανση στις αυλακώσεις και τα διάκενα. Επαναλάβετε τον καθαρισμό εάν είναι απαραίτητο.	Αυτόματη διαδικασία καθαρισμού (πρόγραμμα Varío TD) 1. Προκαθαρίστε για 4 λεπτά με κρύο νερό (<40°C). 2. Αδειάζω 3. Καθαρίστε για 5 λεπτά στους 55°C με αλκαλικό καθαριστικό 0,5% ή στους 40°C με ενζυμικό καθαριστικό 0,5%. 4. Αδειάζω 5. Εξουδετερώστε για 3 λεπτά με κρύο νερό (<40°C). 6. Αδειάζω 7. Ενδιάμεσο ξέπλυμα 2 λεπτών με κρύο νερό (<40°C). 8. Αδειάζω
Απολύμανση	Μηχανική απολύμανση Το πλυντήριο-απολυμαντήριο διαθέτει πρόγραμμα θερμικής απολύμανσης που ακολουθεί τον καθαρισμό. Η μηχανική θερμική απολύμανση πρέπει να πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές απαιτήσεις σχετικά με την τιμή A0 (βλέπε DIN EN ISO 15883-1). Συνιστούμε μια τιμή A0 3000 για το χειρολαβή κάνουλας Conform. Η απολύμανση πρέπει να πραγματοποιείται με αποιονισμένο νερό.	⚠ Προειδοποίηση Όταν δεν ξεπλένεται επαρκώς ή όταν εκτίθεται στο απολυμαντικό ή το απορρυπαντικό για πολύ καιρό, ο ηλεκτρονικός κινητήρας μπορεί να διαβρωθεί. Ανατρέξτε στο ένθετο συσκευασίας του αντίστοιχου απορρυπαντικού και απολυμαντικού για τους χρόνους παραμονής.
Στέγνωμα	Μηχανική ξήρανση Τα προϊόντα στεγνώνουν με τον κύκλο στεγνώματος του WD. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να επιτευχθεί πρόσθετο χειροκίνητο στέγνωμα με τη βοήθεια ενός πανιού χωρίς χνούδι. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα αυλάκια και τα κενά μεταξύ των οργάνων. Κάθε WD πρέπει να προβλέπει μια κατάλληλη διαδικασία στεγνώματος εκ μέρους του κατασκευαστή (βλ. DIN EN ISO 15883-1). Τηρείτε τις αντίστοιχες οδηγίες και τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του WD.	Χειροκίνητη ξήρανση Τοποθετήστε τα προϊόντα κάθετα, χωριστά από τα εξαρτήματα, για να ενθαρρύνετε τη ροή του υγρού προς τα έξω. Αφήστε τα προϊόντα να στεγνώσουν για τουλάχιστον 30 λεπτά.
Χειροκίνητος καθαρισμός	1. Μετά τον προ-καθαρισμό, τοποθετήστε το ακροφύσιο κάνουλας Conform σε λουτρό εμβάπτισης με ενζυμικό καθαριστικό για 15 λεπτά. Καθαρίστε τη χειρολαβή και τα εξαρτήματα σε λουτρό υπερήχων για 15 λεπτά. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του καθαριστικού μέσου. 2. Καθαρίστε πλήρως τα προϊόντα με μια μαλακή βούρτσα κάτω από τρεχούμενο πόσιμο νερό. Ξεπλύνετε τις κοιλότητες και τους αυλούς, εάν υπάρχουν, εντατικά (>30 δευτερόλεπτα) με πιστόλι πίεσης νερού (ή παρόμοιο). 3. Για να αφαιρέσετε το καθαριστικό, ξεπλύνετε τα προϊόντα κάτω από τρεχούμενο νερό πόλης (ποιότητας πόσιμου νερού) (>30 δευτερόλεπτα).	⚠ Προειδοποίηση Μην καθαρίζετε το ακροφύσιο κάνουλας Conform σε λουτρό υπερήχων!
Χειροκίνητο απολύμανση	Μετά τον καθαρισμό, βυθίστε τα προϊόντα σε λουτρό κατάλληλου απολυμαντικού για 5 λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες έχουν διαβραχεί με το απολυμαντικό. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απολυμαντικού. Μετά την απολύμανση, ξεπλύνετε καλά όλα τα προϊόντα με αποιονισμένο νερό (>1 λεπτό) για να απομακρυνθεί το απολυμαντικό.	
Επιθεώρηση και φροντίδα	1. Ελέγξτε οπτικά για ζημιές, διάβρωση και φθορά. 2. Ψεκάστε το ακροφύσιο της κάνουλας Conform με ένα σπρέι λίπανσης για συντήρηση. Για να το κάνετε αυτό, συνδέστε τον προσαρμογέα ψεκασμού στο δοχείο ψεκασμού και ψεκάστε το ακροφύσιο χειρός από την πλευρά του συνδέσμου για περίπου 3 δευτερόλεπτα. 3. Στη συνέχεια, σκουπίστε με ένα υγρό πανί (ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος).	
Αποστείρωση	Η αποστείρωση των προϊόντων πραγματοποιείται με διαδικασία αποστείρωσης με ατμό υπό κενό (αποστειρωτής ατμού σύμφωνα με το DIN EN 13060 ή το DIN EN 285), λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες εθνικές απαιτήσεις. Ελάχιστες απαιτήσεις: 1. Φάσεις προ-απομάκρυνσης: 3 2. Θερμοκρασία αποστείρωσης: ελάχιστη 132°C – μέγιστη 137°C (εντός της αποστειρωμένης ζώνης) 3. Χρόνος αναμονής: Τουλάχιστον 5 λεπτά (πλήρης κύκλος) 4. Χρόνος στεγνώματος: 10 λεπτά τουλάχιστον Κατά την αποστείρωση πολλών προϊόντων κατά τη διάρκεια ενός κύκλου αποστείρωσης, δεν πρέπει να υπερβαίνεται το μέγιστο φορτίο του αποστειρωτή (βλ. οδηγίες του κατασκευαστή). Για αυτόκαυστα χωρίς κενό, πρέπει να εκτελείται φάση ξήρανσης. Μετά την αποστείρωση, το τέλειο αποτέλεσμα αποστείρωσης πρέπει να ελέγχεται με τις κατάλληλες ενδείξεις. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Robert-Koch, η επανепεξεργασία ολοκληρώνεται με την τεκμηριωμένη έγκριση χρήσης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Εάν το αποστειρωμένο ακροσωλήνιο χειρολαβή Conform δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την αποστείρωση, πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης στη συσκευασία.	
Αποθήκευση	Αποθήκευση της αποστειρωμένης συσκευασίας Το αποστειρωμένο προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από σκόνη, υγρασία και μόλυνση. Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης πρέπει να αποφεύγεται με ασφάλεια το άμεσο ηλιακό φως. Μετά την ημερομηνία λήξης, το προϊόν πρέπει να επανепεξεργαστεί.	Χειρισμός της αποστειρωμένης συσκευασίας Προτού βγάλετε το προϊόν, ελέγξτε αν η συσκευασία είναι άθικτη. Κατά την εξαγωγή του προϊόντος, ακολουθήστε τις αντίστοιχες ασηπτικές διαδικασίες.
Πληροφορίες για επικύρωση της προετοιμασίας	Η ανωτέρω διαδικασία επανепεξεργασίας αποδείχθηκε με επικυρωμένη διαδικασία. Χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα υλικά και μηχανήματα: 1. Αλκαλικό καθαριστικό: Neodisher® MediClean forte; Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG 2. Σπρέι λιπαντικού: LUBRIFLUID®, BienAir 3. Μονάδα καθαρισμού και απολύμανσης: Steelco, PWD 8626 4. Φορέας φόρτωσης MIS 5. Αυτόκαυστο: Webeco, A65-1 6. Αποστειρωμένη συσκευασία: steriCLIN® #3FVLI330114 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν χημικές ουσίες και μηχανήματα άλλα από αυτά που αναφέρονται. Στην περίπτωση αυτή, συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές ή τους προμηθευτές για να διαπιστώσετε αν τα προϊόντα τους έχουν την ίδια απόδοση με τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν για την επικύρωση της διαδικασίας. Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε μια μέθοδο επανепεξεργασίας διαφορετική από την προαναφερθείσα, είναι δική σας ευθύνη να αποδείξετε ανάλογα την καταλληλότητα..	



Δεν υπάρχει διαθέσιμη εμπειρία από τη διεξαγωγή άλλων διαδικασιών αποστείρωσης, όπως η αποστείρωση με πλάσμα, η διαδικασία αποστείρωσης σε χαμηλή θερμοκρασία κ.λπ. Οι χρήστες φέρουν την πλήρη ευθύνη εάν χρησιμοποιήσουν μια διαδικασία που διαφέρει από την επικυρωμένη διαδικασία αποστείρωσης που περιγράφεται!



Παρακαλείστε επίσης να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας σας και τους κανόνες υγιεινής του ιατρείου ή του νοσοκομείου. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις διαφορετικές απαιτήσεις για την αποτελεσματική αδρανοποίηση των πριόνων.

ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ		
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ο κινητήρας δεν λειτουργεί.	Το βύσμα του κινητήρα δεν είναι συνδεδεμένο στη μονάδα ελέγχου.	Συνδέστε το βύσμα του μοτέρ στη μονάδα ελέγχου.
	Θραύση καλωδίου	Αντικαταστήστε το καλώδιο του κινητήρα με ένα καινούργιο.
Ο κινητήρας λειτουργεί αλλά η κάνουλα δεν κινείται	Conform Cannula Handpiece δεν είναι σωστά συνδεδεμένο με το μοτέρ.	Πιέστε το μοτέρ σταθερά στο χειροκίνητο τεμάχιο κάνουλας Conform, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Ελέγξτε την έδρασή του.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΛΑΒΗ	REF 5107
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΚΑΝΟΥΛΑΣ CONFORM	REF 5077 nou
Μέγιστη ταχύτητα.	12'000 σ.α.λ.
Εγκεφαλικό επείσodio με κάνουλα	2.0mm
Αριθμός κρούσεων	max. 4'200 εγκεφαλικά επείσodia/min.
Σχέση μετάδοσης	2.8 : 1
Σύζευξη με κινητήρα	ISO 3964
Βάρος (χωρίς ηλεκτρονικό μοτέρ)	300g

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ



Σε περίπτωση περιστατικών που σχετίζονται με τη χρήση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε αμέσως με τον κατασκευαστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου complaint@nouvag.com ή μέσω τηλεφώνου.

Για να παρέχετε επαρκείς πληροφορίες, παρακαλούμε συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο συμβάντος στη διεύθυνση [Nouvag.com > Contact us > Incident questionnaire](#).

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	
REF	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2128	Σπρέι λιπαντικού LUBRIFLUID
5107	Περιγραφή
40378	Σφραγίδα φυσούνας, PU 5 τεμάχια.
29061	Σετ κλιπ, για σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα στο καλώδιο του κινητήρα, PU 5 τεμ.
6026	Σωλήνας αναρρόφησης μίας χρήσης 9x6.5x4000mm, αποστειρωμένος
75732	Προσαρμογέας κάνουλας για χειρολαβή κάνουλας Conform
28557	Προσαρμογέας Luer-Lock για κάνουλες λιποαναρρόφησης Luer-Lock
4391	Λαβή κάνουλας, με άνοιγμα για εξωτερική παροχή αέρα, σύνδεση Luer-Lock, αποστειρώσιμη
4390	Λαβή κάνουλας, χωρίς άνοιγμα, σύνδεση Luer-Lock, αποστειρώσιμη
14991	O-ring FPM 9.0x1.0mm

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ



Κατά την απόρριψη της συσκευής, των εξαρτημάτων της συσκευής και των εξαρτημάτων πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί που εκδίδει ο νομοθέτης. Κατά την απόρριψη των εξαρτημάτων της συσκευής και των εξαρτημάτων, τηρείτε τους εκδοθέντες νομοθετικούς κανονισμούς.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ



Ελβετία
NOUVAG AG
St. Gallerstrasse 25
9403 Goldach



Γερμανία
NOUVAG GmbH
Schulthaisstrasse 15
78462 Konstanz

Τηλέφωνο +41 71 846 66 00
info@nouvag.com
www.nouvag.com

Τηλέφωνο +49 7531 1290-0
info-de@nouvag.com
www.nouvag.com

© NOUVAG AG • 31892 • V20240320 • All rights reserved.

Πλήρης κατάλογος όλων των εξουσιοδοτημένων σημείων σέρβις της NOUVAG παγκοσμίως βρίσκεται στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση: [Nouvag.com > Service](#)